

**Guide de mise en place**  
**Abduction Dorsiflexion Mechanism**  
**ADM Appareillage de jour**



CE

097\_MKT\_Day\_ADM\_IFU\_French\_V001

c-prodirect

# Mise en place

## Abduction Dorsiflexion Mechanism (ADM)

- L'appareillage doit être impérativement utilisé selon les directives de votre médecin. Lors de la mise en place le clinicien doit contrôler que la correction obtenue est adaptée aux besoins de l'utilisateur.
- Lors de chaque mise en place les pieds doivent être propres et bien secs.
- Les chaussures ADM doivent être portées avec des chaussettes bien ajustées, riches en coton et elles doivent être suffisamment hautes pour arriver au-dessus de la partie supérieure de l'ADM.
- L'ADM est déjà configuré avec des ressorts préréglés en flexion dorsale et en Abduction. Il n'y a pas d'ajustement à faire. Dans le cas où la correction est trop forte ou trop faible, veuillez contacter C-Pro Direct pour obtenir une nouvelle ADM adaptée.

### Etape 1

Défaire les lacets ou les velcros des chaussures et ceux de l'ADM.



### Etape 2

Il est préférable de mettre l'ADM lorsque l'enfant est debout. Placer le pied dans la chaussure et contrôler que le talon est bien en appui sur la semelle intérieure et le talon bien à l'arrière de la chaussure. Garder l'appareillage ADM du côté extérieure de la jambe.



### Etape 3

Placer l'ADM sur l'arrière de la jambe sans ajuster les sangles. L'ADM doit se positionner au-delà de la ligne médiane.



## Etape 4

Lacer ou accoler les velcros de la chaussure.  
Assurer que la chaussure soit fermement ajustée  
de façon à ce que le pied ne sorte pas de la  
chaussure.



## Etape 5

Placer les sangles de l'ADM dans les boucles  
et apposer le velcro sur toute la longueur.  
Commencer par la sangle du bas.



## Etape 6

Sécuriser la sangle du haut de la même façon.  
L'excès de longueur des sangles peut être  
découpé en suivant les coutures guides si  
nécessaire.



## Avertissements et précautions d'utilisation

Utiliser l'appareillage ADM selon les instructions du guide de mise en place et avec l'accord de votre médecin. Consulter votre clinique ou C-Pro Direct si vous constatez que l'appareillage ne semble pas être bien adapté à l'utilisateur.

Ne pas modifier ou démonter les mécanismes de l'appareillage ADM. Toutes modifications entraînent l'annulation immédiate de la garantie.

Ne pas utiliser un appareillage endommagé, qui ne fonctionne pas correctement ou si le confort du patient n'est pas satisfaisant.

Pour l'entretien des sandales et de l'appareillage, laver uniquement à l'eau tiède et en évitant de mouiller excessivement les sangles. Ne pas exposer l'appareillage à de fortes températures (radiateurs, cheminées, sèche-cheveux) et éviter une exposition prolongée à la lumière directe du soleil.

Visiter le site [www.c-prodirect.co.uk](http://www.c-prodirect.co.uk) ou consulter C-Pro Direct pour plus de détails.

## Garantie, remplacement et échanges

Nous visons à offrir un service à la clientèle de qualité pour tous nos clients. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait par la marchandise ou que celle-ci est défectueuse ou différente de ce que vous aviez commandé, merci de nous contacter. Nous ferons tout notre possible pour vous offrir une résolution rapide.

- Casse de l'ADM (< ou = 12 mois) Un remplacement sera fourni gratuitement si l'ADM est défectueux ou est endommagé malgré une utilisation normale pour une période de 12 mois après l'achat.
- Mauvais choix de taille ou de force de correction : Notifier le problème dans les 7 jours qui suivent la réception de l'ADM. Dans le cas où l'ADM est renvoyé comme neuve, un échange pour une taille et correction adéquate sera offerte gratuitement.
- Retour d'ADM non désiré. Si l'ADM ne convient pas, nous vous remercions de nous le signaler dans les 7 jours suivant la réception. Les conditions suivantes doivent être impérativement respectées pour un remboursement. Les articles doivent nous parvenir comme neufs, sans marques et dans l'emballage d'origine. Les produits doivent nous parvenir sous les 30 jours à partir de la date figurant sur la facture.

## Exceptions

Cette garantie n'est pas transférable. La garantie sera immédiatement annulée si les articles ont été modifiés ou dans le cas où l'appareillage n'est pas utilisé selon les instructions du guide de mise en place. Nous vous remercions de nous contacter pour tous les autres problèmes non illustrés dans ce guide. Toutes les réclamations seront considérées au cas par cas.

**C-Pro Direct Ltd**, 7A Enterprise Way, Edenbridge,  
Kent, TN8 6HF, UK. Tel: +44(0) 1732 860 158  
Fax: +44(0) 845 280 7222, [www.c-prodirect.com](http://www.c-prodirect.com)  
Email: [enquiries@c-prodirect.com](mailto:enquiries@c-prodirect.com)

**c-prodirect**